

Я ♥ eBsensor

Легко читаемый большой жидкокристаллический дисплей

Тест-полоска с капиллярным принципом заполнения



Управление одной кнопкой

Эргономичный дизайн и нескользящие вставки



Переключение единиц измерения с мг/дл на ммоль/л

Элементы питания: две батареи 1.5В (AAA)

Надежный

- средний срок службы: не менее 10 лет
- возможность проверки исправности прибора при помощи проверочного чипа

Очень точный

- контроль исправности прибора
- контроль пригодности тест-полосок
- контроль заряда батареи
- контроль рабочей температуры прибора
- точность сравнима с лабораторным анализом

Удобный и простой

- автоматическое включение и выключение системы
- распространенные элементы питания



ШАГ 1

Вставьте в прибор тест-полоску, прибор включится автоматически



ШАГ 2

Нанесите каплю крови на тест-полоску



ШАГ 3

Получите результат

Спецификация изделия

Принцип теста: электрохимический метод измерения

Калиброван: по плазме крови

Объем памяти: 180 результатов глюкозы крови

Единицы измерения: мг/дл или ммоль/л

Диапазон измерения: 1.1 ~ 33.33 ммоль/л

Рабочая температура: от 10°C до 40°C

Влажность воздуха при эксплуатации: < 85%

Элементы питания: 2 батарейки по 1,5В формата AAA

Габаритные размеры: 87 × 60 × 21 мм

Масса: 75 г



eBsensor

Прибор для контроля уровня сахара в крови

Надежный

Очень точный

Удобный и простой

Комплектация:

1. Прибор eBsensor для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр).
2. Полоска для проверки исправности прибора.
3. Устройство для прокалывания пальца.
4. Ланцеты – 10 шт.
5. Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови – 10 шт.
6. Элемент питания, тип AAA, 1,5 В (2 шт.).
7. Инструкция по эксплуатации прибора.
8. Инструкция-вкладыш по применению тест-полосок.
9. Дневник учета измерений.
10. Гарантийный талон.
11. Футляр.

Информационный центр: 8-800-775-15-08

(звонок бесплатный для всех регионов России)

E-mail: info@ebsensor.ru

Наш сайт: www.ebsensor.ru



Товар сертифицирован.

Рег. уд. № ФСЗ 2011/10779 от 11.10.2011 г.

Производство компании:



VISGENEER INC.



Ваш региональный представитель:

